





なぜMakriteを選ぶのか？

あなたのビジネスの成長をサポートする7つの方法！

比類なきカスタマー・サービス

私たちは、世界中のお客様に最高レベルのサービスとサポートを提供することに大きな誇りを持っています。私たちの使命は、お客様のご質問やご意見に迅速かつ丁寧にお応えすることです。私たちは、お客様をサポートするためにできることがあれば、可能な限り迅速かつ柔軟に対応させていただきます。お問い合わせは、sales@makrite.com までお願いします。

OEMサポート

ほとんどのお客様は、当社製品を自社ブランドのパッケージで販売することを決めています。つまり、マスク本体への刻印（NIOSH、CE認定マスクの場合など）には、お客様の会社名が入ることになります。さらに、マスクを収納する小さな内箱も、外箱と一緒に御社のパッケージになります。これはすべて、御社のブランドや会社情報をアピールするためのものです。プライベートブランドのパッケージでは、エンドユーザーが製品を入手する際にパッケージの情報を確認できません。

テクニカルサポート

私たちは、お客様の技術サポートチームです。技術的な質問にお答えします。

カスタマイズ製品

特定のユーザーグループや市場のニーズに応じたフェイスマスクの設計が可能です。マスクの形状やしめひも、その他構成部品の変更や調整も可能です。また、必要であれば、再設計した製品を政府機関に提出し、承認を得ることも可能です。お客様がデザインされた製品は、お客様専用のものです。

ユニークなパッケージングオプション

フェイスマスクやその他の多くの製品は、プリスターカード、クラムシェル、ヘッダーカード付きポリバッグなど、お客様のご要望に応じた様々なパッケージングでご提供しています。これは、このカタログに記載されている当社の標準的なバルク包装に加え、対応しております。

マーケティング支援

私たちは、製品トレーニングプログラム、製品写真、カタログ作成支援、戦略的議論など、さまざまな方法でお客様をサポートします。

エクスクルーシブアレンジメント

私たちは、製品および/または地理的な領域のいずれかで、独占的にあなたと仕事をすることを喜んでいます。私たちは柔軟に対応し、様々なタイプの独占的な契約を検討することができます。

ISO 9001
ISO 13485



マクライトは、マスクの主要な
国際認証基準をすべて満たしています。

DS2

使い捨て式防じんマスク

革新的な
貝殻型排気弁

使用限度時間：15時間

9600-DS2NV

国家検定合格番号 第TM887号
10枚/箱; 12箱/ケース

◎ 折りたたみ可能なカップ型設計

立体的なカップ形状による優れたフィット感と、折りたたみ可能な構造による携帯性を両立。保管や持ち運びが簡単で、作業現場でもスマートに対応できます。

◎ 高密度クッション

柔らかな内側クッションが顔にしっかりフィットし、快適さと防護性能を両立。優れた密閉性を実現します。

◎ 革新的な貝殻型排気弁（特許取得済）

業界初の特許取得済み貝殻型排気弁を搭載。従来の丸型排気弁と比べて呼吸抵抗を最大50%軽減し、呼吸がより楽に、よりクールに。内部の超薄型弁片が熱と湿気の蓄積を抑え、長時間の着用でも快適な装着感を提供します。



DS2

使い捨て式防じんマスク

国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格



使用限度時間：12時間

MK910M-DS2

国家検定合格番号 第TM916号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9972
20枚/箱; 12箱/ケース

- ◎アルミノーズクリップで鼻にフィットします。
- ◎裏側にPVC製鼻クッションがあり、隙間を防ぎます。

国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格



使用限度時間：12時間

MK910M-DS2V

国家検定合格番号 第TM917号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9977
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎アルミノーズクリップで鼻にフィットします。
- ◎裏側にPVC製鼻クッションがあり、隙間を防ぎます。
- ◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。

DS2

使い捨て式防じんマスク

国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格



使用限度時間：14時間

9600M-DS2

国家検定合格番号 第TM914号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9978
20枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折り畳み可能なデザインで、簡単にポケットに収納できます。
- ◎上下のしめひもにアジャスターが付いており、密着性が優れています。



折り畳み可能デザイン

国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格



使用限度時間：17時間

9600M-DS2V

国家検定合格番号 第TM915号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9979
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折り畳み可能なデザインで、簡単にポケットに収納できます。
- ◎上下のしめひもにアジャスターが付いており、密着性が優れています。
- ◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。



DS2

使い捨て式防じんマスク



使用限度時間：16時間

9700M-DS2

国家検定合格番号 第TM920号
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎当社のDS2シリーズの中で最大の内部空間を持ち、メタルフリーのためリサイクル可能です。
- ◎裏側の接顔布は肌に優しく、漏れ率が低いです。
- ◎一周を囲む締めひもとアジャスターが付いており、さらに密着度を向上させます。



使用限度時間：16時間

9700M-DS2V

国家検定合格番号 第TM921号
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎当社のDS2シリーズの中で最大の内部空間を持ち、メタルフリーのためリサイクル可能です。
- ◎裏側の接顔布は肌に優しく、漏れ率が低いです。
- ◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。



DS2

使い捨て式防じんマスク




使用限度時間：10時間

880M-DS2

国家検定合格番号 第TM922号
20枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折りたたみ式で、簡単に収納できます。
- ◎高密度クッションが良好な密着性を提供します。



使用限度時間：11時間

880M-DS2V

国家検定合格番号 第TM923号
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折りたたみ式で、簡単に収納できます。
- ◎高密度クッションが良好な密着性を提供します。
- ◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。



DS2

使い捨て式防じんマスク




使用限度時間：14時間

6001M-DS2

国家検定合格番号 第TM918号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9980
20枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折りたたみ式で、簡単に収納できます。
- ◎M型クッションで、鼻の周囲にしっかりフィットする。
- ◎アジャスターで調整しやすい。




使用限度時間：14時間

6001M-DS2V

国家検定合格番号 第TM919号
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎M型クッションで、鼻の周囲にしっかりフィットする。
- ◎アジャスターで調整しやすい。
- ◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。



N95

JIS T 9002感染対策医療用マスク タイプII

医療機関
専用JIS T 9002 適合番号取得済
米国NIOSH規格合格

6001-A

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9930
JIS T 9002適合番号 T2-6070002
40枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折りたたみ式で、簡単に収納できます。
- ◎ノーズピースでフィット感を調節。
- ◎アジャスターで調整しやすい。

医療機関
専用JIS T 9002 適合番号申請中
米国NIOSH規格合格

6001-J


NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9970
JIS T 9002適合番号 申請中（取得予定）
20枚/箱; 12箱/ケース

- ◎折りたたみ式で、簡単に収納できます。
- ◎樹脂製ノーズクリップ+M字型ノーズパッドで高い密着性。
- ◎アジャスターで調整しやすい。



使い捨て式防じんマスク


国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格



国家検定合格番号 第TM531号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-6253
20枚/箱; 12箱/ケース
◎アルミノーズクリップで鼻にフィット
◎裏側にPVC製鼻クッションがあり

使い捨て式防じんマスク


国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格



国家検定合格番号 第TM814号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9844
20枚/箱；12箱/ケース
◎折り畳み可能なデザインで、簡単にポケットに
収納できます。
◎上でのしめひもにアジャスターが付いており、
密着性が優れています。




国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格




国家検定合格番号 第TM532号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-6270
10枚/箱; 12箱/ケース

- ◎アルミノーズクリップで鼻にフィットします。
- ◎裏側にPVC製鼻クッションがあり、隙間を防ぎます。
- ◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。


国家検定規格合格
米国NIOSH規格合格




国家検定合格番号 第TM815号
NIOSH規格N95認証品 TC 84A-9845
10枚/箱；12箱/ケース
◎折り畳み可能なデザインで、簡単にポケットに
収納できます。
◎上下のしめむみにアジャスターが付いており、
密着性が優れています。
◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に
排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。



取替え式防じんマスク



使い捨てマスク




製品品番	サイズ	適用頭部サイズ範囲
G520-S	小	顔幅 120.5 – 144.5 (mm) 顔の長さ 98.5 – 118.5 (mm)
G520-M	中	顔幅 132.5 – 158.5 (mm) 顔の長さ 108.5 – 138.5 (mm)
G520-L	大	顔幅 144.5 – 158.5 (mm) 顔の長さ 118.5 – 138.5 (mm)



- ◎フィルターは回すだけで簡単に着脱できます。
- ◎RL3レベルのフィルター性能で、防護効果がさらに強化されています。
- ◎スライド式のカバー設計で、より簡単にシリコン本体を取り外しと清掃ができます。

①面体G520 (サイズL、M、S)1個
②フィルターMF210.....2枚

NOTE



N95

使い捨て式防じんマスク

国内在庫



SEKURA-511

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-6666

15枚/箱; 12箱/ケース

◎折り畳み可能で、簡単にポケットに収納できます。

※しめひも：フック式



SEKURA-321

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-6660

30枚/箱; 12箱/ケース

◎折り畳み可能で、簡単にポケットに収納できます。

※しめひも：フック式



N95

使い捨て式防じんマスク



9600-N95

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-7867

20枚/箱; 12箱/ケース

◎折り畳み可能で、簡単にポケットに収納できます。

◎内層には柔らかい素材を使用し、肌に優しいです。



9600V-N95

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-7869

10枚/箱; 12箱/ケース

◎折り畳み可能で、簡単にポケットに収納できます。

◎内層には柔らかい素材を使用し、肌に優しいです。

◎排気弁付きで、マスク内の熱や湿気を効率的に

排出し、長時間の使用でも快適さを保ちます。



N95

使い捨て式防じんマスク



SEKURA-N95

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-7638

30枚/箱; 12箱/ケース

◎折り畳み可能で、簡単にポケットに収納できます。

※しめひも：オーバーヘッド式



910-N95FMX

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-4541

20枚/箱; 12箱/ケース

◎立体設計で、内部の空間が広く快適です。

◎天然ラテックス製のヘッドバンドで、150%～250%の伸縮性があります。

※個別パッケージ可能。



N95

使い捨て式防じんマスク



FIT-N95

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-8420

30枚/箱; 12箱/ケース

◎三面立体設計で、内部の空間が広く快適です。

◎天然ラテックス製のヘッドバンドで、150%～250%の伸縮性があります。

※個別パッケージ可能。



FIT-N95V

NIOSH規格N95認証品 TC 84A-8421

15枚/箱; 12箱/ケース

◎三面立体設計で、内部の空間が広く快適です。

◎コンパクトな折りたたみ式

◎首掛け可能な連続ループ式しめひも。

※個別パッケージ可能。

NOTE



11F-5, No. 79, Sec 1, Xintai 5th Rd., XiZhi Dist, New Taipei City 221, Taiwan
TEL +886 2 2698 2419 FAX +886 2 2698 2423
sales@makrite.com
WWW.MAKRITE.COM



公式ウェブサイト



全製品カタログ